


Institut für Experimentelle und Angewandte Physik der CAU Kiel		
Mechanik/Dynamik	Gravitation	Rev: 10.2.2010
M2.19	Gravitationswaage	
Die Schürholz'sche Drehwaage kann zur Bestimmung der Gravitationskonstante eingesetzt werden.		
Foto des Versuchsaufbaus		
		
Geräteliste und Hinweise		
Schürholzwaage auf schwingungsgedämpfter Platte mit Sandbett. Laser als Lichtzeiger. Skala.		
Versuchsbeschreibung Leybold 33210.		